

BeMicron®

Intuitif

Enfilée rapidement et sans toucher l'extérieur de la tenue

Sécurité

Éliminez tout risque de contamination lors de la procédure d'habillage

Économique

Diminuez vos coûts en augmentant votre productivité et qualité

Durable

Tous les produits sont réutilisables



BeMicron® Health-Care

Casaque offrant une autonomie à l'habillage pour les pharmaciens, techniciens et chirurgiens

30 sec

PIC/S

La casaque BeMicron Health-Care permet de s'habiller de manière stérile sans l'aide d'une infirmière, en évitant tous risques de contamination

Composée d'un tissu soigneusement sélectionné pour sa qualité, sa performance et sa fiabilité dans le temps, elle offre une excellente résistance mécanique et protège l'opérateur contre les différents risques liés à son activité. Elle possède une paroi technique filtrante parfaitement lisse devant comme derrière et constitue une véritable barrière contre la contamination humaine.

Avec le système de pliage et la procédure d'habillage inspirés de la combinaison BeMicron®, les gestes de l'opérateur s'enchaînent automatiquement sans toucher l'extérieur de la tenue et sans erreur de procédure.

La procédure d'habillage



1
Sortir de l'emballage



2
Blanc = gauche
Rouge = droite



3
Facilité d'habillage



4
S'ajuste parfaitement



5
Fermeture éclair facile

30 sec



BeMicron®




Intuitif

Enfilée rapidement et sans toucher l'extérieur de la tenue



Sécurité

Éliminez tout risque de contamination lors de la procédure d'habillage



Économique

Diminuez vos coûts en augmentant votre productivité et qualité



Durable

Tous les produits sont réutilisables

BeMicron® Health-Care



Une cagoule qui s'ajuste impeccablement. Ouverture arrière jusqu'en haut de la cagoule

La cagoule s'ajuste parfaitement par un jeu de pression horizontale. La casaque est livrée avec l'ouverture arrière complètement fermée du bas du dos jusqu'en haut de la cagoule.



La blouse de chirurgien peut être utilisée avec ou sans cagoule

Sans cagoule dans la version classique ou avec cagoule pour offrir une protection renforcée par un système d'habillage aseptique indépendant.



Fermeture par boutons pressions dans le dos, déshabillage facile sans risque de se contaminer

Le déshabillage est facilité par l'ouverture arrière sans lien, il suffit de séparer les pressions et de se dégager du vêtement.



L'habillage peut être complété des bottes BeMicron Cyto

Pour une protection accrue, la casaque peut-être portée avec une paire de bottes. Ce système est un substitut original et complémentaire à l'habillage conventionnel salle blanche «le système avec combinaison». Cette méthode d'habillage avec casaque s'accommode ainsi parfaitement aux pratiques du milieu hospitalier.

